

CE QU'IL FAUT RETENIR :

Utilisation des longueurs d'ondes de la lumière

Photostimulation des cellules

Propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et anti-douleur

Indolore, non-invasif et sans effet secondaire*

Technique reconnue et éprouvée

LE SAVIEZ-VOUS ?

La photostimulation cellulaire ou photothérapie est utilisée en médecine générale et médecine spécialisée depuis de nombreuses années. La première étude sur les effets réparateurs a été publiée en 1965. C'est un moyen de traitement non agressif et non thermique à l'aide d'un rayonnement lumineux utilisant les longueurs d'ondes du spectre lumineux.

L'utilisation de ces longueurs d'ondes correspond à un champs d'action bien précis.

L'énergie transportée par ce rayonnement (photons) a un effet stimulant sur l'A.T.P (Adénosine TriPhosphate, réserve d'énergie de nos cellules).



Bleu
450 nm à 470 nm



Rouge
610 nm à 635 nm



Vert
510 nm à 540 nm



Rouge profond
665 nm à 695 nm



Ambre
580 nm à 600 nm



Rouge profond
745 nm à 775 nm



Infrarouge
800 nm à 835 nm



BIOTECH DENTAL

CACHET DU PRATICIEN

www.atp38.com



Biotech Dental
305, Allées de Craponne
13300 Salon de Provence - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
Fax : +33 (0)4 90 44 60 61



info@biotech-dental.com



www.biotech-dental.com

Fabriqué par : Swiss Bio Inov - Distribué par : Biotech Dental.
Biotech Dental - SAS au capital de 10 000 000 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 -
N°TVA : FR 31 79 500 13 04 - Dispositif médical de classe IIb - Technologie pour applications médicales : antalgique, anti-inflammatoire,
cicatrisation, CE0459. Non remboursé par la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Doit être utilisé
par des professionnels de santé qualifiés et formés. Des lunettes de protection doivent obligatoirement être portées par le praticien et le
patient. Contre-indiqué pour un usage pédiatrique. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Imprimerie Vallière - 163, Avenue du Luxembourg - 13140 MIRAMAS.



ATP-DE-FR_Révisé_01_04/2017

BIOTECH DENTAL
ΔTP 38

L'ÉNERGIE RÉPARATRICE DE
LA LUMIÈRE



BIOTECH DENTAL

* Effets secondaires très rares se limitant généralement à de l'irritation au niveau des yeux et parfois certaines rougeurs sur la peau.

A QUOI CELA SERT ?

L'appareil ATP38® est utile pour la réduction de la douleur, de l'inflammation et favorise une meilleure cicatrisation des plaies.

Anti-Douleur

Anti-inflammatoire

Cicatrisation

COMMENT FONCTIONNE L'APPAREIL ATP38® ?

L'ATP38® utilise le principe de la **photostimulation** cellulaire. Grâce à ses panneaux, il envoie des longueurs d'ondes du spectre lumineux.

Ces longueurs d'ondes vont être captées au cœur des cellules affaiblies pour les stimuler et accélérer leur processus de régénération. Cette action indolore permettra ainsi, sans effet secondaire, d'activer la cicatrisation, réduire la douleur ou encore l'inflammation.

Votre cabinet a choisi de mettre à votre disposition cette technologie utilisée depuis longtemps dans le domaine médical.

DÉROULEMENT DE VOTRE SÉANCE

1



Diagnostic de la pathologie

2



Sélection du traitement

3



Suivi du traitement



QUI PEUT EN PROFITER ?

il n'y a aucune limite d'âge. Toute personne peut suivre un traitement avec l'appareil sauf dans quelques cas particuliers. N'hésitez pas à demander conseil à votre chirurgien-dentiste sur les principes de précautions et de contre-indications éventuelles.

Tous les traitements proposés par l'ATP38® sont totalement **indolores, non-invasifs et sans aucun effet secondaire.**

DURÉE DE VOTRE TRAITEMENT

Selon votre situation, le praticien déterminera le nombre et la fréquence de séances à suivre.

Les premiers résultats pourront être constatés dès la première séance.

Votre séance peut durer **entre 6 à 15 minutes** selon le traitement déterminé avec votre praticien.

